



The future of vision

ANILLO DE SIMBLÉFARON



Anillo de Simbléfaron

| Nombre de marca | AJL ANILLO DE SIMBLÉFARON | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| Referencia | SF-S-AJL | SF-M-AJL | SF-L-AJL |
| Tamaño | Pequeño: 22 x 19 x 1.2 mm | Mediano: 24 x 21 x 1.2 mm | Grande: 25 x 22 x 1.2 mm |
| Descripción del producto | El ANILLO DE SIMBLÉFARON AJL es un dispositivo médico diseñado con una geometría específicamente adaptada al globo ocular. | | |
| Material | Acrílico. | | |
| Indicaciones | El ANILLO DE SIMBLÉFARON AJL se utiliza para evitar la adhesión total o parcial entre la cara interna del párpado y el globo ocular, así como para el mantenimiento del fondo de saco conjuntival. | | |
| Método de esterilización | Óxido de etileno (ETO). | | |
| Presentación | Envase unitario, estéril. | | |
| Caducidad | 4,5 años | | |

CE 0434

REV: 02