

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

## :- Oftalmoscopio indirecto binocular HEINE SIGMA® 250

Diagnóstico fácil y preciso.



**LED HQ**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.



# OFTALMOSCOPIO INDIRECTO BINOCULAR HEINE SIGMA® 250

Montado sobre gafas, ligero y con una multitud de beneficios.

S-FRAME ajustable.  
La ligera montura de gafas puede ajustarse a cada persona para una mayor comodidad.

Montura ligera.  
Fibra de carbono de alta resistencia reduce el peso de la montura, al tiempo que la hace muy estable.

Hermético al polvo. Exento de mantenimiento.

La óptica de precisión HEINE.

Para cualquier tamaño de pupila. Ajuste independiente de convergencia y del ángulo de paralaje para imágenes estereoscópicas totalmente iluminadas, también en la periferia. Para pupilas de 2 mm a 10 mm.



LED HQ  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso. El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de típ. 4000K, CRI típ. ≥90, buena reproducción de tonos rojos.

¡Nuevo!



## ¡Nuevo! HEINE mPack mini – Fuente de alimentación compacta y ligera para SIGMA 250.

La nueva fuente de poder de alto rendimiento HEINE mPack mini ofrece libertad de cables que atan a usuarios a la pared, el escritorio o fuentes de poder estáticas. Con un peso de solamente 95g y unas dimensiones de 44 x 23 x 101 mm, esta fuente de poder móvil es ahora aproximadamente 70% más pequeña y más ligera.

El estuche que se incluye junto a la fuente de poder puede ser fijado a un cinturón y el mPack mini también puede ser cargado mientras se usa. Gracias a la tecnología de batería Li-ion la fuente de poder tiene un tiempo de operación típ. de 11 horas, uso continuo a máxima intensidad. El mPack mini puede ser cargado flexiblemente a través de la conexión USB, p. ej. con un laptop o vía cargador USB.

### SIGMA 250 Kit con S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Cinta de sujeción, Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón

C-008.33.341

### SIGMA 250 M2\* Kit con S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Cinta de sujeción, Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón

C-008.33.346

### SIGMA 250 Set con S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Depresor escleral grande, Depresor escleral pequeño, Lupa de oftalmoscopia A.R. 20D, Espejo coobservador, Filtro azul y filtro amarillo, Difusor, Cinta de sujeción Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón, Maletín de transporte

C-281.41.671

### SIGMA 250 M2\* Set con S-FRAME

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack mini con fuente de alimentación de enchufe E4-USB, Depresor escleral grande, Depresor escleral pequeño, Lupa de oftalmoscopia A.R. 20D, Espejo coobservador, Filtro azul y filtro amarillo, Difusor, Cinta de sujeción Líquido limpiador para S-FRAME, mPack mini clip para cinturón, Maletín de transporte

C-279.41.671

\* El SIGMA 250 M2 posee un diafragma de punto en lugar de diafragma pequeña.

Diafragma SIGMA 250: Diafragma SIGMA 250 M2:

► Mas informaciones referente a productos de HEINE Usted puede encontrar en [www.heine.com](http://www.heine.com)

