

TRIAL LENS SET LUXVISION

LXTLMT232-LE

CAJA DE LENTES DE PRUEBA

La caja de lentes de prueba Luxvision TL-232 cuenta con 232 lentes con lentillas asegurados en anillos de plástico. Este kit de lentes de prueba viene en una funda de cuero con bandeja extraíble, indicadores de dioptría y cerraduras con combinación doble para mayor seguridad. Amplios poderes de esferas y cilindros, así como una variedad de lentes accesorios, le permitirán realizar mejores pruebas de visión. Esta forma clásica de refracción mejora la precisión de la prescripción para pacientes con baja visión en particular, ofreciendo una distancia de vértice precisa, que es muy útil para pacientes con alto error de refracción. De manera similar, cualquier paciente que presente visión excéntrica y necesite mover los ojos o la cabeza para ver alrededor de un escotoma puede beneficiarse enormemente de la refracción del marco de prueba.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DE LENTES DE PRUEBA TL-232

- **Esferas** El kit incluye 34 pares de lentes esféricas cóncavas (-) y convexas (+) para examinar la miopía, la hipermetropía y la presbicia. Los poderes incluyen $\pm 0.12D$ a $\pm 20.00D$ en pasos $025D$.
- **Cilindros** Examina el astigmatismo con las lentes cilíndricas positivas y negativas. Incluye 19 pares de lentes que van desde $\pm 0.12D$ a $\pm 6.00D$.
- **Prismas** Puede realizar pruebas de prismas hasta desde 1 a $10\Delta D$
- **Lente esmerilada** Utilice este lente de cubierta semitransparente para bebés o fuera de la habitación como un oclisor.
- **Lente de hendidura** Examine el astigmatismo girando este lente delante del ojo.
- **Lentes Adicionales** Lente de Maddox, Lente plano, oclisor, Agujero Estenoico, Filtro Rojo y Filtro Verde.
- **Maletín de seguridad** funda de cuero con combinación doble para mayor seguridad

