

TRIAL LENS SET LUXVISION

LXTLMT266-AL

LXTLMT266-LE

CAJA DE LENTES DE PRUEBA

El Luxvision TL-266 presenta 266 piezas de lente de vidrio aseguradas en anillos de metal. Este robusto kit viene en una caja de cuero o aluminio con bandeja extraíble, indicadores de dioptría y cerraduras combinadas dobles para tu seguridad. Amplios poderes de esfera y cilindro, dos lentes de cilindro cruzado y una variedad de lentes accesorias le permitirán realizar mejores pruebas en toda su base de pacientes. Esta forma clásica de refracción mejora la precisión de la prescripción para pacientes con baja visión en particular, ofreciendo una distancia de vértice precisa, que es muy útil para pacientes con alto error de refracción. De manera similar, cualquier paciente que presente visión excéntrica y necesite mover los ojos o la cabeza para ver alrededor de un escotoma puede beneficiarse enormemente de la refracción del marco de prueba.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DE LENTES DE PRUEBA TL-266

- **Esferas** El kit incluye lentes esféricas cóncavas (-) y convexas (+) para examinar la miopía, la hipermetropía y la presbicia. Los poderes incluyen $\pm 0.25D$ a $\pm 20.00D$ en pasos $0.25D$. Juego de lentes de prueba TL-266 luxvision - us ophthalmic
- **Cilindros** Examine el astigmatismo con las lentes cilíndricas positivas y negativas incluidas en el TL-266. Los poderes van desde $\pm 0.25D$ a $\pm 6.00D$.
- **Lentes de cilindro cruzado** Estas lentes le ayudarán a examinar el grado y la posición del eje de la lente cilíndrica al determinar el astigmatismo.
- **Prismas** Puede realizar pruebas de prismas hasta $10\Delta D$ con el kit de lentes de prueba TL-266.
- **Lente esmerilada** Utilice este lente de cubierta semitransparente para bebés o fuera de la habitación como un oclisor.
- **Lente de hendidura** Examine el astigmatismo girando este lente delante del ojo.
- **Lentes Adicionales** Lente de Maddox, Lente plano, oclisor y Agujero Estenopeico, Filtro Rojo y Filtro Verde
- **Maletín de seguridad** Seleccione de su elección una funda de cuero o aluminio con el TL-266. Ambos diseños presentan bloqueos de combinación doble para mayor seguridad



Concave (-) Sphere				Convex (+) Sphere				Concave (-) Cylinder		Convex (+) Cylinder		Prism		Accessory	
List	pcs	List	pcs	List	pcs	List	pcs	List	pcs	List	pcs	List	pcs	Specification	pcs
0.25	2	5.25	2	0.25	2	5.25	2	0.25	2	0.25	2	0.50	2	Maddox	1
0.50	2	5.50	2	0.50	2	5.50	2	0.50	2	0.50	2	1.00	2	Crossed fine	1
0.75	2	5.75	2	0.75	2	5.75	2	0.75	2	0.75	2	2.00	2	Pin hole	2
1.00	2	6.00	2	1.00	2	6.00	2	1.00	2	1.00	2	3.00	2	Occluder	1
1.25	2	6.50	2	1.25	2	6.50	2	1.25	2	1.25	2	4.00	2	Slit	1
1.50	2	7.00	2	1.50	2	7.00	2	1.50	2	1.50	2	5.00	1	Red filter lens	1
1.75	2	7.50	2	1.75	2	7.50	2	1.75	2	1.75	2	6.00	1	Green filter lens	1
2.00	2	8.00	2	2.00	2	8.00	2	2.00	2	2.00	2	8.00	1	Cross cylinder	2
2.25	2	8.50	2	2.25	2	8.50	2	2.25	2	2.25	2	10.00	1	Plane lens	1
2.50	2	9.00	2	2.50	2	9.00	2	2.50	2	2.50	2			Frosted lens	1
2.75	2	9.50	2	2.75	2	9.50	2	2.75	2	2.75	2				
3.00	2	10.00	2	3.00	2	10.00	2	3.00	2	3.00	2				
3.25	2	11.00	2	3.25	2	11.00	2	3.25	2	3.25	2				
3.50	2	12.00	2	3.50	2	12.00	2	3.50	2	3.50	2				
3.75	2	13.00	2	3.75	2	13.00	2	3.75	2	3.75	2				
4.00	2	14.00	2	4.00	2	14.00	2	4.00	2	4.00	2				
4.25	2	15.00	2	4.25	2	15.00	2	4.50	2	4.50	2				
4.50	2	16.00	2	4.50	2	16.00	2	5.00	2	5.00	2				
4.75	2	18.00	2	4.75	2	18.00	2	5.50	2	5.50	2				
5.00	2	20.00	2	5.00	2	20.00	2	6.00	2	6.00	2				