

Marco de Prueba Children's Haalf Eye

FUNCION

- Marco de prueba para 3 pares de lentes de \varnothing 38 mm
- PD ajustable entre 59-67 mm
- Puente fijo
- Longitud lateral ajustable
- Fabricado en material ligero de metal y plástico.
- Color gris.
- Tipo mitad de los ojos



WWW.OCULUS.DE

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY
Tel. ++49-641-2005-0 • Fax ++49-641-2005-295
E-Mail: export@oculus.de • www.oculus.de

OCULUS Inc.
#112 • 2125 196th Street SW • Lynnwood • WA 98036
Toll free 1-888-284-8004 • Fax ++1-425-670-0742
E-Mail: sales@oculususa.com • www.oculususa.com



Oculus is certified by TÜV according to
DIN EN ISO 13485:2003/DIN EN ISO 9001:2000