



iPac™

Paquímetro de mano

Paquímetro Intuitivo, Inspirador

El iPac™ Reichert® es el paquimetro mas avanzado disponible.

Facil de usar, liviano, instrumento de mano que incluye todas las características de otros paquímetros de mano pero el iPac te impresionará con las funciones que sólo has soñado ... Bluetooth® conectividad inalámbrica, navegación con un solo botón, pantalla LCD a color y batería de litio recargable.

Solo el iPac provee el mas preciso medidor CCT mediante la identificación de una mayor variedad de estadísticas de los pacientes durante el proceso de medición. Advanced Signal Processing convierte los datos del paciente en algoritmos personalizados que producen sólo la medición más precisa.

La intuitiva interfaz de usuario, accesible a través de un botón de 5 direcciones, facilita la configuración. Puede personalizar la visualización en color para mostrar la corrección de la PIO, la desviación estándar y la notación I / D u OD / OI en segundos. Con sus ajustes de usuario preprogramados, los exámenes se vuelven más eficientes para usted y más cómodo para sus pacientes.

iPac Características:

- **Conectividad Inalámbrica Bluetooth** – Envía la medición de datos directamente hacia el sistema EMR o Impresora Bluetooth compatible.
- **Un Boton Control** – Todas las funciones tienen fácil acceso a través de un solo botón control de 5 direcciones.
- **LCD color Rotativo** – Pantalla grande y fácil de leer, gira automáticamente a cualquier orientación visual.
- **Batería con Tecnología avanzada** – La batería de iones de litio recargable mantiene el iPac listo para usar. Enciéndalo con el cable USB (incluido) o la base de carga (opcional).
- **Interfaz de usuario intuitiva:** la configuración fácil le permite personalizar rápidamente las necesidades de rendimiento personal.
- **Diseño ergonómico** - Diseño ligero y equilibrado que se adapta cómodamente a su mano.
- **Garantía de 3 años** - 3 años de garantía líder de la industria le da tranquilidad.
- **Elegibilidad de la ADA** - La compra de su iPac puede calificarle para los beneficios tributarios de la ADA.



Especificaciones

Rango de Medicion	200 - 1000 micras
Presicion	± 5 micras
Resolucion	1 micras
Dimensiones	6.69 in. L x 1.77 in. W (17 cm L x 4.5 cm W)
Peso	3.53 oz (100 g)
Fuente de Poder	Batería con iones de Litio

Números de catálogo

16040	Paquimetro iPac – <i>Incluye funda de transporte y cargador de pared USB</i>
16041	iPac Base de carga
16042	iPac recargable de iones de litio
16043	Impresora Bluetooth Portátil

Proudly Made in the USA.

Visit Reichert Technologies at www.reichert.com or contact your Authorized Reichert Technologies Distributor.

Important Notice

For your own protection, only purchase your Reichert Technologies instruments from and have them serviced by an Authorized Reichert Distributor.

16040-110-Rev-A ©2011 Reichert, Inc. Specifications subject to change without notice. Reichert is a registered trademark of Reichert, Inc. Reichert Technologies, "Advancing Eye Care. Preserving Sight." and iPac are trademarks of Reichert, Inc. Bluetooth word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.

Reichert
TECHNOLOGIES
Advancing Eye Care. Preserving Sight.™

Reichert, Inc.
3362 Walden Avenue, Depew, NY 14043
Toll Free: 888-849-8955 • Tel: (716) 686-4500
Fax: (716) 686-4545 • www.reichert.com

ISO 9001 Certified
Reichert products are designed and manufactured under quality processes meeting ISO 9001 requirements.