

PROYECTOR DE PRUEBA
HCP-7000

HUVITZ
CHART PROJECTOR



PROYECTOR DE PRUEBA HCP-7000

- Fuente de luz LED semipermanente
- Mayor brillo y claridad que la luz de bombilla convencional
- Forma aerodinámica atractiva e indicador de azul
- Tipo RC-R (prueba rusa) añadida

CARACTERÍSTICAS

Prueba 41 Pruebas, 34 Máscaras, Filtro Rojo / Verde y Polarizado

Distancia de Proyección 2,5 a 8 Metros.

Velocidad de Rotación de Prueba Promedio 0,15 Segundos

Aumento de la Proyección 30x a 5 Metros

Ahorro de Energía Apagado Automático (10 Min)

Programa 2 Programas con un Máximo de 30 Pruebas cada una

Angulo de Inclinación 15°

Suministro Eléctrico 100-120V 50Hz: 0.6A, 200-240V 60Hz:0.3A

Lámpara LED 4W

Dimension 270(L) x 182(A) x 230(A)mm

Peso 3,44Kg.

Los Diseños y Detalles pueden ser cambiados sin previo aviso con el fin de mejorar

Huvitz