



TONÓMETRO PERKINS MK3

Seguridad y precisión en
contacto

Perkins Mk3

El 'gold standard'

Establecido desde hace más de 50 años, Perkins es sinónimo de ser el 'método de oro' en tonómetros de aplanación portátil. El tonómetro de aplanación portátil Perkins Mk3 proporciona la misma precisión comprobada como los otros tonómetros fabricados por Haag-Streit clínicamente probados.

Clement Clarke desarrolló originalmente el popular tonómetro Perkins durante la década de 1970. Con el tiempo, este ha sido actualizado y mejorado, creando un diseño ergonómico, así como también agregando una batería de mayor duración y una iluminación LED interna mejorada.

Es compatible con el prisma desechable del tonómetro de Tonosafe, el cual es reconocido como la solución ideal para minimizar el riesgo de infección cruzada.

El tonómetro de aplanación portátil Perkins Mk3 es idóneo para utilizarlo fuera del ambiente tradicional de la sala de consulta.

Rango de Medición de 0 a 60 mmHg

Magnificación 6x

Disco de medición en escala 2 en 2

Portátil

El Mk3 portátil es cómodo al sostenerlo y está bien nivelado. Ha sido diseñado específicamente para examinar a pacientes que a menudo han sido difíciles de evaluar por métodos tradicionales de tonometría de aplanación. Estos incluyen, a personas postradas en cama o en sillas de ruedas, pacientes pediátricos y de comunidades.

Iluminación LED incorporada

La innovadora iluminación LED incorporada proporciona una imagen mejorada de las miras del tonómetro, permitiendo su uso, a pesar de las condiciones de luz ambiental.

La fuente LED utiliza menos energía y aumenta los tiempos de operación obtenidos de la batería recargable integrada, así como también la producción baja de temperaturas de funcionamiento, dando una mayor comodidad tanto al operador como al paciente.

Utiliza prismas desechables o reutilizables

Al igual que los tonómetros Perkins y Goldmann anteriores, el Perkins Mk3 es compatible con los prismas desechables de Tonosafe, por lo tanto, no hay necesidad de desinfectar o esterilizar los prismas cuando se utilizan fuera del ambiente tradicional clínico. Además, el Perkins Mk3 es compatible con los prismas reutilizables de los tonómetros Goldmann.

El nuevo soporte prismático 'Tonogrip' de fácil uso permite una ubicación directa de ambos prismas tanto los prismas reutilizables esterilizados como los prismas desechables de Tonosafe.

Compatible con Goldmann

El tonómetro Perkins Mk3 posee una capacidad única de proporcionar lecturas de tonometría de aplanación que se correlacionan fuertemente con el tonómetro Goldmann, incluso en pacientes que se encuentren en posición supina.

El diseño ligero, portátil y de fácil uso del Perkins Mk3 hace que este tonómetro sea una opción ideal para la medición de la Presión Intraocular (PIO).



Accesorios:

- Soporte para la frente
- Barras y disco de calibración
- Batería recargable
- Cono de prisma Intercambiable
- Estuche de transporte

Miembros del Grupo HAAG-STREIT

HAAG-STREIT Holding AG
www.haag-streit-holding.com

HAAG-STREIT Deutschland GmbH
www.haag-streit.de

HAAG-STREIT AG
www.haag-streit.com

IPro GmbH
www.ipro.com

SPECTROS AG
www.spectros.ch

CLEMENT CLARKE Ltd.
www.clement-clarke.com

HAAG-STREIT Medtech AG
www.haag-streit-medtech.com

HAAG-STREIT UK
www.haag-streit-uk.com

HAAG-STREIT France EURL
www.haag-streit.fr

John Weiss Ltd.
www.johnweiss.com

HAAG-STREIT Far East
www.haag-streit-fareast.com

HAAG-STREIT USA
www.haag-streit-usa.com

HAAG-STREIT Surgical GmbH
www.haag-streit-surgical.com

Reliance Medical Inc.
www.haag-streit-usa.com

Möller-Wedel GmbH & Co KG
www.moeller-wedel.com

Asetronics AG
www.asetronics.ch

Möller-Wedel Optical GmbH
www.moeller-wedel-optical.com

ComLab AG
www.comlab.ch

HAAG-STREIT UK

Edinburgh Way
Harlow
Essex
CM20 2TT
Teléfono (01279) 456261
info@haag-streit-uk.com
www.haagstreituk.com