



## Reichert 7

Tonometro Automático

*Un toque, tonometro de no contacto.*



**Reichert 7**, Tonometro sin contacto de la séptima generación de Reichert, es el más fácil de usar. Con una serie de nuevas características, incluyendo una interfaz de pantalla táctil fácil de navegar y modo de triple medición, Reichert 7 será una adición bienvenida a su práctica. La operación totalmente automatizada resulta en mediciones sin error y alta capacidad de procesamiento de pacientes.



## Modo Triple Medicion :

Reichert 7 cuenta con un nuevo, un toque, modo de medición triple que ofrece tres medidas. Esta nueva función ahorra tiempo, aumenta la precisión y garantiza el mayor nivel de confort para sus pacientes.

## Interfaz de usuario:

La nueva interfaz de pantalla táctil cuenta con un sistema operativo basado en iconos fácil de usar que permite a los usuarios sin experiencia realizar mediciones en segundos. La pantalla a todo color guía al operador a través del proceso de medición mostrando desde la alineación del ojo hasta la visualización de las lecturas. Los menús de configuración y las opciones de instrumentos también son fácilmente accesibles y fáciles de navegar.

## Soplo de aire suave y funcionamiento silencioso:

Reichert 7 está diseñado para que todo el proceso de medición de presión sea una experiencia cómoda y no intimidante para los pacientes. El instrumento ofrece la operación más silenciosa y el soplo de aire más suave de cualquier NCT disponible.

## Apoya frente deslizante izquierdo / derecho:

Un apoya frente deslizante permite una fácil colocación del paciente para asegurar mediciones rápidas y cómodas. El operador simplemente desliza el reposacabezas a la posición izquierda o derecha y el paciente coloca su cabeza contra la cómoda almohadilla del apoya frente.

## LED brillante Array para una rápida fijación:

El Reichert 7 contiene una serie de LEDs brillantes. Estos proporcionan una señal visual obvia para el paciente para la fijación rápida y la alineación, reduciendo así el tiempo de exámenes.

## Precisión, simplicidad, velocidad:

La operación de Reichert 7 es extremadamente rápida. Los pacientes simplemente se apoyan en el respaldo de la frente mientras el operador toca un icono en la pantalla para activar el proceso de medición de alineación y PIO totalmente automatizado. La medición se realiza con rapidez y simplicidad, al contrario que cualquier otro tonómetro, sin sacrificar precisión.



*Headrest eables easy patient positioning*



*Auto-alignment positioning*



*No chinrest, joystick or elevation controls*



*Clearly displayed measurement options and data*



## Especificaciones

Numero Catalogo	16050
Altura	19.75 in (50.2 cm)
Ancho	10.5 in (26.7 cm)
Profundidad	14 in (35.6 cm)
Peso	23 lbs (10.4 kg)
Voltaje	100/240 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Rango Medicion	7 – 60 mmHg (ISO 8612 tonometer standard)

## Caracteristicas

- Interfaz de usuario basada en iconos, fácil de usar, con pantalla táctil
- No hay controles de mentonera, joystick ni elevación
- Los pacientes simplemente se apoyan en el apoya frente
- La alineación está completamente automatizada
- Modo de un solo toque, triple medición
- Visualiza claramente todos los datos de medición
- La impresora interna simplifica el mantenimiento de registros
- Transferencia electrónica de datos vía puerto USB

**Call your authorized Reichert Ophthalmic Instruments Distributor today.**

### Important Notice

For your own protection, only purchase your Reichert Ophthalmic Instruments from and have them serviced by an Authorized Reichert Distributor.

Reichert-7-0908 ©2008 Reichert, Inc. Specifications subject to change without notice.

**Reichert**<sup>®</sup>  
Ophthalmic Instruments

Reichert, Inc.

3362 Walden Avenue, Depew, NY 14043  
Toll Free: 888-849-8955 • Tel: (716) 686-4500  
Fax: (716) 686-4545 • [www.reichert.com](http://www.reichert.com)

**ISO 9001 Certified**

Reichert products are designed and manufactured under quality processes meeting ISO 9001 requirements.