




The future of vision

# CONFORMADOR PERFORADO



## Conformador Perforado

Nombre de marca	AJL CONFORMADOR PERFORADO		
Referencia	CF-S-AJL	CF-M-AJL	CF-L-AJL
Tamaño	Pequeño: 22 x 19 x 1.2 mm	Mediano: 24 x 21 x 1.2 mm	Grande: 25 x 22 x 1.2 mm
Descripción del producto	El CONFORMADOR PERFORADO AJL es un dispositivo médico diseñado para evitar la adherencia entre las conjuntivas tarsal y bulbar. Es transparente y dispone de dos orificios de ventilación en el centro.		
Material / Composición	Acrílico de alta resistencia y acabado superficial apto para el uso ocular.		
Indicaciones	El CONFORMADOR PERFORADO AJL tiene como finalidad separar las conjuntivas tarsal y bulbar. Impide la contracción de la cavidad y mantiene el espacio orbitario adecuado consiguiente a la enucleación / evisceración.		
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).		
Presentación	Envase unitario, estéril.		
Caducidad	4,5 años		

CE 0434

REV: 02