

FICHA TÉCNICA

CODIGO DE PRODUCTO:

40-415

NOMBRE:

MICROESPONJA OCULAR

MARCA:

EAGLE

PROCEDENCIA:

USA

DESCRIPCIÓN:

MICROESPONJA DESECHABLE PARA CATARATAS, LANCETA OCULAR DE CELULOSA PARA RÁPIDA ABSORCIÓN DE ALTOS VOLÚMENES DE LÍQUIDOS. SACHETS CONTIENE 10 UNIDADES ESTÉRILES. SINGLE USED.

IMAGEN PRODUCTO

