

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	BV37284
NOMBRE DEL PRODUCTO	HIALURONATO 1.6%
MARCA	BEAVER VISITEC
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

Jeringa prellenada 1ml. Cánula de 25g

Marca Beaver Visitec

Dispositivo viscoelástico oftálmico viscoso-cohesivo (OVD)

Con la combinación específica de la concentración de HA y el alto peso molecular se ha conseguido un nuevo OVD que se puede usar en cada una de las etapas de la cirugía de cataratas.

Además, presenta las siguientes ventajas:

- Almacenamiento a temperatura ambiente –
- La nueva formulación del OVD permite que sea estable sin necesidad de refrigerado
- Fácil de inyectar –
- Perfecta estabilidad de la inyección en la cámara anterior a través de cánula de 25g
- Alta calidad –
- Transparencia perfecta y homogeneidad del OVD evitando la formación de burbujas

Presentación: Unidad. Estéril, Single used

IMAGEN



Composición	1.6% HA
Dispersividad	cohesivo viscoso
Volumen	1.0ml
Origen	Biofermentación
Peso Molecular	1.5Mda
Cánula	25G
Viscosidad Dinámica	22,000
Osmolalidad	285 a 335
pH	6.8 - 7.6
Condiciones	
Almacenamiento	2 a 25°C
Caducidad	24
