

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	BV585309
NOMBRE DEL PRODUCTO	HIDROXIPROPIL METILCELULOSA 2%
MARCA	BEAVER VISITEC
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

HPMC está indicado como ayuda quirúrgica (dispositivo médico) en procedimientos quirúrgicos del segmento anterior que involucran la cámara anterior del ojo, incluida la extracción del cristalino y la inserción de lentes intraoculares. Mantiene la profundidad de la cámara anterior durante todo el procedimiento quirúrgico y permite una mayor precisión operativa sin riesgo de dañar el endotelio de la córnea u otros tejidos intraoculares

PRESENTACIÓN JERINGA DE VIDRIO APIROGENA DE 2ML, CON UNA CANULA ANGULADA DE 23G. PESO MOLECULAR: 86.000 DALTONES. VISCOSIDAD: 4.000 mPa/s. PH 6.0 – 7.8. PRODUCTO ESTERIL

IMAGEN

