

FICHA TECNICA 1 PICE SIMPLICITY

Nombre de la lente	Lio TECNIS® de 1 pieza	
Código de producto:	DCB00	
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS		
Rango de poder:	+5,0 D a +34,0 D en incrementos de 0,5 dioptrías	
Diámetro:	6,0 mm	
Forma:	Superficie esférica anterior biconvexa	
Material:	Acrílico hidrofóbico bloqueador UV	
Índice de refracción:	1,47 a 35°C	
Diseño de borde:	Borde ProTEC 360°; diseño de borde esmerilado; borde cuadrado posterior continuo ininterrumpido	
BIOMETRÍA ÓPTICA/ BIOMETRÍA ULTRASÓNICA DE APLANAMIENTO		
Una constante:	119.3 CONSTANTE OPTICA	118.8 CONSTANTE ULTRASONICA
Profundidad teórica de CA:	5,7 mm	5,4mm
Cirujano Factor 1 :	1,96mm	1,68 mm
CARACTERÍSTICAS HÁPTICAS		
Diámetro total de la lente:	13,0 mm	
Estilo:	C	
Diseño:	Tri-Fix, háptica desplazada de la óptica, lente de 1 pieza	
Tamaño de la incisión:	2,2 mm – 2,4 mm	
SISTEMA DE INYECCIÓN : SIMPLICITY (LENTE PRECARGADO).		

IMAGEN

