

FICHA TÉCNICA

CODIGO DE PRODUCTO:	500-01
NOMBRE:	MICROESPONJA OCULAR
MARCA:	EAGLE
PROCEDENCIA:	USA
DESCRIPCIÓN:	MICROESPONJA DESECHABLE PARA CATARATAS, LANCETA OCULAR DE CELULOSA PARA RÁPIDA ABSORCIÓN DE ALTOS VOLÚMENES DE LÍQUIDOS. SACHETS CONTIENE 10 UNIDADES ESTÉRILES. ESTERIL. DESECHABLE.

IMAGEN PRODUCTO

