

FICHA TÉCNICA 600-10

| | |
|----------------------------|--|
| CODIGO DE PRODUCTO: | 600-10 |
| NOMBRE: | MICROESPONJA OCULAR |
| MARCA: | EAGLE |
| PROCEDENCIA: | USA |
| DESCRIPCIÓN: | LANCETAS DE PVA IDEAL PARA ABSORBER LIQUIDOS EN EL AREA ORBITAL DURANTE LA CIRUGIA LASIK. PRESENTACIÓN 10 LANCETAS POR SACHET. ESTERIL, SINGLE USED. |

IMAGEN PRODUCTO

