

## FICHA TECNICA

<b>CODIGO DEL PRODUCTO</b>	75-07515V1
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	PAQUETE OFTALMOLOGICO
<b>MARCA</b>	OFTOMED
<b>PROCEDENCIA</b>	CHINA
<b>DESCRIPCION</b>	PAQUETE DE ROPA PARA CIRUGIA DE OFTALMOLOGIA, ESTERIL, LIBRE DE LATEX, DESECHABLE

### CONTENIDO

- 3 Batas Quirúrgicas 127x153cm SMS 38gsm, azul
- 3 Toallas de Mano 30x40cm 65gsm, blanco
- 1 Plásticos Estéril cubre Pantalla Facó/Láser 50x50cm, transparente.
- 1 Campo oftalmológico con Recolector (Reservorio) Fluidos 251x163cm con bolsas laterales, SMS+PE 65gsm, azul.
- 1 Paño Mesa Arsenalera Reforzado 190x140cm (centro 60cm) CPE 55g+PP30g
- 1 Cubre mesa Mayo 75x150cm, PE, Reforzado con SMS 30gsm
- 1 Cubre cable 120x6cm

### IMAGEN



### OFTOMED S.A. EQUIPOS E INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO