

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO 8441000

NOMBRE DEL PRODUCTO CAUTERIO OCULAR

MARCA BEAVER VISITEC

PROCEDENCIA U.S.A.

DESCRIPCIÓN CAUTERIO OCULAR DE BAJA TEMPERATURA, MODELO ACCU-TEMP. DESECHABLE. TEMPERATURA DE TRABAJO 677° C. TIP DE 1/2". PRODUCTO ESTERIL

IMAGEN

