

## FICHA TECNICA

<b>CODIGO DEL PRODUCTO</b>	A9000N
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	SUTURA NYLON
<b>MARCA</b>	SHARPOINT
<b>PROCEDENCIA</b>	USA
<b>DESCRIPCION</b>	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO 10-0 DOBLE AGUJA DE ½ CIRCULO, 5,51 MM DE LONGITUD, CURVATURA 160. 12" 30 CM. ESTERIL, SINGLE USED

### IMAGEN



MATERIAL		SIZE	SUTURE LENGTH	NEEDLE		
Type	<a href="#">Details</a>		in/cm	Geometry	Length (mm)	Shape
Nylon	Black Monofilament	10 - 0	12in/30cm	UltraGlide™ 	5.51	1/2 Circle 