

## FICHA TÉCNICA

**CODIGO DEL PRODUCTO** BG101-350

**NOMBRE DEL PRODUCTO** INPLANTE BAERVELDT

**MARCA** AMO

**PROCEDENCIA** U.S.A.

### DESCRIPCIÓN



Superficie de área:	350 mm2
Material:	Silicona suave, pulida y de grado médico
Inserción de cuadrante sencillo:	Si
Material radiográfico:	Si
Mecanismo de control de ampolla:	4 fenestraciones
Diseño para posicionamiento en cámara posterior:	No
Mecanismo de drenaje:	Tubería abierta
Indicaciones:	Glaucoma incontrolable por medicamentos y pronóstico pobre de cirugía, tal como, pero no limitado y Glaucoma neovascular; glaucoma afáquico/pseudofáquico; cirugía convencional fallida, glaucoma congénito; y Glaucoma secundario por uveítis, crecimiento epitelial interno.
Perforaciones para sutura de sujeción:	Si
Empotramiento con nudo:	Si