

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	BV585306
NOMBRE DEL PRODUCTO	HIDROXIPROPIL METILCELULOSA 2%
MARCA	BEAVER VISITEC
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN	METILCELULOSA AL 2%, VISCOELASTICO DISPERSIVO PARA USO INTRAOCULAR DE CIRUGIA DE CATARATAS. PRESENTACIÓN JERINGA DE VIDRIO DESECHABLE DE 1ML ESTERIL, CANULA 25G. PESO MOLECULAR: 86.000 DALTONES. VISCOSIDAD: 4.000 mPa/s PH 6.0 – 7.8 PRODUCTO ESTERIL
--------------------	---

IMAGEN

