

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	DK7796
NOMBRE DEL PRODUCTO	INYECTOR DE LIO
MARCA	AMO
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

INYECTOR DE LENTES INTRAOCULARES ACRILICAS DE UNA PIEZA. SERIE "UNFOLDER PLATINUM" PARA SER USADO CON CARTUCHO 1MTEC30. DE TITANIO, REUTILIZABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.

IMAGEN

Y-TIP PLUNGER ROD

Rounded, capsular-friendly dimensions assist lens manipulation post-implantation

Distinctive blue color designed for easy visibility in the cartridge and reduced microscope reflections



SCREW-STYLE

Consistent insertion forces result in predictable lens delivery from start to finish
High-quality titanium material and durable construction for safe, reliable implantation

CARTRIDGE LOCK

Quick and easy snap-in design, for secure cartridge loading, assures correct position of cartridge every time