

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	EMERALDXL
NOMBRE DEL PRODUCTO	INYECTOR DE LIO
MARCA	AMO
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

INYECTOR DE LENTES INTRAOCULARES ACRILICAS DE TRES PIEZAS. PARA SER USADO CON CARTUCHO EMERALDC. INYECTOR DE TITANIO, REUTILIZABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.

IMAGEN

