

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO

ESS304

NOMBRE DEL PRODUCTO

MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL

MARCA

ESSILOR

PROCEDENCIA

FRANCIA

DESCRIPCIÓN

MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL ADULTO:

- METAL LIGERO Y PLÁSTICO COLOR BLANCO,
- PARA 5 PARES DE CRISTALES,
- DISTANCIA PUPILAR DE 48 A 80MM +/- 5.
- PUENTE NASAL AJUSTABLE EN ALTURA E INCLINACIÓN CON CREMALLERA,
- LATERALES AJUSTABLES EN LONGITUD E INCLINACIÓN GRADUADAS.

IMAGEN

