

## FICHA TÉCNICA

<b>CODIGO DEL PRODUCTO</b>	HEL055
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	HEALON 1%
<b>MARCA</b>	AMO
<b>PROCEDENCIA</b>	U.S.A.

### DESCRIPCIÓN

HIALURONATO DE SODIO AL 1%. VISCOELASTICO COHESIVO. JERINGA DE VIDRIO DESECHABLE DE 0,55 ML, CANULA 25G PESO MOLECULAR 4.000.000 DALTONES VISCOSIDAD 300.000MPA/S PRODUCTO ESTERIL LIBRE DE LATEX

### IMAGEN



Healon  
(1% sodium hyaluronate)

