

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	HEL085
NOMBRE DEL PRODUCTO	HEALON 1%
MARCA	AMO
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

HIALURONATO DE SODIO AL 1%. VISCOELASTICO COHESIVO. JERINGA DE VIDRIO DESECHABLE DE 0,85 ML, CANULA 27G PESO MOLECULAR 4.000.000 DALTONES VISCOSIDAD 300.000MPA/S PRODUCTO ESTERIL LIBRE DE LATEX

IMAGEN

