

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	HELDUET
NOMBRE DEL PRODUCTO	HEALON DUET
MARCA	AMO
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

SISTEMA VISCOELASTICO COMPUESTO POR POLIMERO DE HIALURONATO DE SODIO AL 1% JERINGA DE VIDRIO DESECHABLE DE 0,85ML, CANULA DE 27G Y HIALURONATO DE SODIO AL 3% JERINGA DE VIDRIO DESECHABLE DE 0.55ML, CANULA 25G.
PRODUCTO ESTERIL LIBRE DE LATEX.

IMAGEN

