

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	HELGV
NOMBRE DEL PRODUCTO	HEALON GV
MARCA	AMO
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

POLIMERO DE HIALURONATO DE SODIO AL 1,4%.
VISCOELASTICO COHESIVO JERINGA DE VIDRIO
DESECHABLE DE 0,85 ML, CANULA 27G PESO
MOLECULAR 5.000.000 DALTONES VISCOSIDAD
3.000.000MPA/S
PRODUCTO ESTERIL LIBRE DE LATEX

IMAGEN

Healon GV
Hialuronato de sodio al 1,4%
Cohesivo

