

## FICHA TÉCNICA

<b>CODIGO DEL PRODUCTO</b>	NGP0023
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	VITRECTOR ANTERIOR
<b>MARCA</b>	AMO
<b>PROCEDENCIA</b>	U.S.A.

### DESCRIPCIÓN

- VITRECTOR NEUMÁTICO DE 23GA.
- RANGO DE PRESIÓN 26.0A 26.8 PSI.
- FRECUENCIA DE CORTE ENTRE 2500CPM Y 50 CPM.
- PASOS DE FRECUENCIA DE CORTE 50 CPM PARA 50 A 1000 CPM, 100CPM PARA 1000 A 2500CPM.
- SISTEMA DE PROTECCIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN.
- DESECHABLE ESTÉRIL

### IMAGEN

