

## FICHA TÉCNICA

<b>CODIGO DEL PRODUCTO</b>	OPO70
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	SET DE TUBERIA (CASSETTE)
<b>MARCA</b>	AMO
<b>PROCEDENCIA</b>	U.S.A.

### DESCRIPCIÓN

SET ESTÉRIL DE TUBERÍA PARA BOMBA PERISTÁLTICA PARA EQUIPO SIGNATURE. SET CONTIENE: CÁMARA DE PRUEBA, COBERTOR DE PANTALLA Y BANDEJA, BOLSA DE DRENAJE SELLADA, TUBERÍAS DE INFUSIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN.

### IMAGEN

