

## FICHA TÉCNICA

<b>CODIGO DEL PRODUCTO</b>	OPO71
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	SET DE TUBERIA (CASSETTE)
<b>MARCA</b>	AMO
<b>PROCEDENCIA</b>	U.S.A.

**DESCRIPCIÓN**

SET DUAL ESTÉRIL PARA EQUIPO **SIGNATURE** CONTIENE EL SET DE TUBERÍAS PARA PARA CIRUGÍAS DE SEGMENTO ANTERIOR CON AMBAS BOMBAS VENTURI Y PERISTÁLTICA. KITS CONTIENE EL CASSETTE, SET DE TUBERÍAS, PROTECTOR DE PANTALLA DEL EQUIPO, CUBRE MESA DE MAYO Y CÁMARA DE PRUEBA..

### IMAGEN

