

FICHA TECNICA 161239

CODIGO DEL PRODUCTO	161239
NOMBRE DEL PRODUCTO	PRIMAS EN BARRA
MARCA	LUNEAU
PROCEDENCIA	FRANCIA
DESCRIPCION	PRISMAS EN BARRA HORIZONTAL: 1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40. PRISMAS EN BARRA VERTICAL: 1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-25. PRISMAS SUELTOS 45-30 EN ESTUCHE DE TRANSPORTE.

IMAGEN

