

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	SO001
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEST ESTERIOPSIS (MOSCA)
MARCA	STEREO OPTICAL
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

EL ESTÁNDAR PARA LAS PRUEBAS DE PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD ESTEREOSCÓPICA. EVALÚE TANTO LA ESTEROPSIS GRUESA (2500 A 1200 SEGUNDOS DE ARCO) COMO LA PERCEPCIÓN FINA DE LA PROFUNDIDAD. LA PRUEBA INCLUYE:

- PRUEBA DE CÍRCULO GRADUADO (800 A 40 SEGUNDOS DE ARCO)
- PRUEBA DE ANIMALES PARA NIÑOS (400 A 100 SEGUNDOS DE ARCO)
- 1 PAR DE VISORES 3-D ESTÁNDAR

IMAGEN

