

FICHA TÉCNICA

CODIGO DEL PRODUCTO	SO005
NOMBRE DEL PRODUCTO	TEST ESTERIOPSIS (MARIPOSA)
MARCA	STEREO OPTICAL
PROCEDENCIA	U.S.A.

DESCRIPCIÓN

PRUEBE Y EVALÚE LA PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD ESTEREOSCÓPICA DE PUNTOS ALEATORIOS TANTO PARA ESTEROPSIS GRUESA (2500 A 1200 SEGUNDOS DE ARCO) COMO LA PERCEPCIÓN FINA DE LA PROFUNDIDAD. LA PRUEBA INCLUYE:

- PRUEBA DE CÍRCULO GRADUADO (800 A 40 SEGUNDOS DE ARCO)
- PRUEBA DE ANIMALES PARA NIÑOS (400 A 100 SEGUNDOS DE ARCO)
- 1 PAR DE VISORES 3-D ESTÁNDAR

IMAGEN

