

FICHA TECNICA

| | |
|----------------------------|--|
| CODIGO DEL PRODUCTO | TF-600 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO | MONTURA DE PRUEBA |
| MARCA | MAGNON |
| PROCEDENCIA | JAPON |
| DESCRIPCION | MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL METAL LIGERO Y PLASTICO NEGRO PARA 5 PARES DE CRISTALES. |
| CARACTERISTICAS | <ul style="list-style-type: none">.- AJUSTE VARIABLE DE PUENTES HORIZONTALES Y VERTICALES..- SOLORTE DE SILLA DE MONTAR PARA AJUSTE COMODO DE LA NARIZ..- AJUSTE INDIVIDUAL PARA LA LONGITUD Y ANGULO DE LATERALES..- RESORTE DURABLE PARA SOSTENER EL MARCO A LA CABEZA DEL PACIENTE..- PD SEPARADO PARA CADA OJO..- GIRO POSITIVO Y PERILLA PARA LA ROTACIÓN FACIL DEL PORTADOR DEL CILINDRO. |

IMAGEN

