



The future of vision

OCULFIT IMPLANTE ORBITAL



OCULFIT Implante orbital

<i>Nombre de marca</i>	OCULFIT IMPLANTE ORBITAL							
<i>Referencia</i>	6316-POI	6326-POI	6327-POI	8702-POI	6317-POI	8703-POI	6322-POI	8704-POI
<i>Diámetro de esfera</i>	14 mm	16 mm	18 mm	19 mm	20 mm	21 mm	22 mm	23 mm
<i>Definición</i>	Esferas de polietileno poroso. Implantes orbitales.							
<i>Indicación</i>	Los implantes orbitales OCULFIT son implantes esféricos diseñados para ser implantados en la cavidad resultante tras enucleo o eviscerar el globo ocular.							
<i>Descripción del producto</i>	Los implantes orbitales OCULFIT están fabricados a partir de polietileno poroso, un material testado con excelentes resultados de biocompatibilidad. Estos implantes poseen una superficie anterior lisa con cuatro puntos para su fijación y una superficie posterior más porosa, que facilita su perfecta integración minimizando el riesgo de exposición a largo plazo.							
<i>Tamaño</i>	Sección "Diámetro de esfera".							
<i>Material y composición</i>	Polietileno poroso.							
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).							
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril. Se acompaña de un accesorio introductor que facilita su implantación, evitando la adhesión de los tejidos en su trayecto.							
<i>Caducidad</i>	5 años							

CE 0434

REV: 02