

Todo está en sus manos

EMPODERE LA FORMA EN QUE OPERA CON MECÁNICA DE FLUÍDICOS AVANZADA

Usted sabe lo que es mejor en cada caso, prepárese con herramientas que apoyen su manera de trabajar. El paquete de bomba dual OP073 le da la estabilidad y eficiencia que necesita sin importar si usa el sistema peristáltico, el venturi o un poco de ambos.



OPO73 PAQUETE DE BOMBA DUAL ESPECIFICACIONES

Sistema de bomba dual	Manejo bajo demanda de flúidicos con sistema peristáltico, venturi y flexibilidad para cambiar entre bombas con solo presionar el pedal.
Carga del sistema	Estéril, un paso, inserción con una sola mano.
Uso del producto	Dispositivo de uso único, desechable.
Componentes del paquete	Colector y tubo ensamblables, cubierta de monitor, cubierta para bandeja Mayo y cámara de ensayo. Empaque esterilizado en bandeja con cubierta de barrera estéril.
Material del colector	Plástico co-moldeado según especificaciones de registro, evaluación, autorización y restricción de químicos (REACH) y elastómero termoplástico (TPE).
Material de tubo	PVC según especificaciones de registro, evaluación, autorización y restricción de químicos (REACH).
Tubos de aspiración	Baja elasticidad, orificio pequeño (0.14 mm diámetro interno), 183 cm de largo.
Cámara de goteo	Diseño de inserción aplicando poca fuerza compatible con bolsas y botellas de soluciones salinas balanceadas (BSS) de acuerdo con especificaciones de registro, evaluación, autorización y restricción de químicos (REACH).
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Dimensiones y peso del producto	Largo: 23.2 cm Ancho: 17.0 cm Alto: 9.1 cm Peso: 365 g
Configuración de pedido	Cajas de 6 y 12 paquetes.

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EL PAQUETE DE BOMBA DUAL OP073

SOLO CON PRESCRIPCIÓN

INDICACIONES: el paquete de bomba dual contiene el conjunto de tubos y colector y está destinado a realizar irrigación y aspiración durante una cirugía de segmento anterior de catarata. Se usa con la línea WHITESTAR Signature® o sistemas WHITESTAR SIGNATURE® PRO (“WHITESTAR Signature® System(s)”). El paquete de bomba dual se esteriliza usando óxido de etileno y está diseñado para un solo uso. **ADVERTENCIAS:** uso único. No reesterilizar, reprocesar o reusar este dispositivo. **PRECAUCIONES:** no usar el producto después de la fecha de caducidad marcada en las etiquetas del empaque del producto. El contenido es estéril cuando la bandeja del producto está sellada con tapa y sin daños. No reesterilizar y no reusar. Solo usar el paquete bomba dual con la línea WHITESTAR Signature®. La función de los sistemas generales puede dañarse cuando se usa en combinación con productos que no son Johnson & Johnson. Si la función se compromete durante el uso, debe interrumpirlo y realizar la prueba apropiada como se indica en el manual de operaciones. Si los resultados no son satisfactorios, reemplace la bomba de acuerdo con las instrucciones definidas en el manual de operaciones. **ATENCIÓN:** refiérase a las instrucciones de uso para un listado completo de indicaciones, advertencias y precauciones.