

MESA ELÉCTRICA HD-18AE

DESCRIPCIÓN GENERAL

LA **MESA ELÉCTRICA HD-18AE** ES UNA SOLUCIÓN COMPACTA Y PORTÁTIL DISEÑADA PARA OFRECER ESTABILIDAD, FUNCIONALIDAD Y FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO EN ENTORNOS CLÍNICOS Y TÉCNICOS.

SU BASE METÁLICA ROBUSTA CON RUEDAS INTEGRADAS GARANTIZA **DURABILIDAD ESTRUCTURAL Y MOVILIDAD EFICIENTE**, PERMITIENDO REUBICAR EL EQUIPO DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO.

CUENTA CON UNA **TOMA DE CORRIENTE INTEGRADA JUSTO DEBAJO DE LA CUBIERTA**, LO QUE FACILITA LA CONEXIÓN DIRECTA DE EQUIPOS SIN NECESIDAD DE EXTENSIONES ADICIONALES, OPTIMIZANDO LA ORGANIZACIÓN Y REDUCIENDO RIESGOS OPERATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **TIPO:** MESA ELÉCTRICA COMPACTA Y PORTÁTIL
- **DIMENSIONES DE CUBIERTA:** 400 MM x 480 MM (15.7" x 18.9")
- **FUNCIONAMIENTO:** ELEVACIÓN SUAVE Y SILENCIOSA
- **DISEÑO ESTRUCTURAL:** COLUMNA EN POSICIÓN CENTRAL
- **RANGO DE ELEVACIÓN:** 660 MM – 860 MM (25.9" – 33.9")
- **CARGA MÁXIMA:** 50 KG (110 LB)
- **PESO NETO:** 19 KG (41.9 LB)
- **VOLTAJE:** AC 220V / 50HZ
- **POTENCIA:** 50W



VENTAJAS OPERATIVAS

- ✓ DISEÑO COMPACTO IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS
- ✓ AJUSTE DE ALTURA ELÉCTRICO PRECISO
- ✓ MOVILIDAD OPTIMIZADA GRACIAS A RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA
- ✓ CONEXIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA PARA MAYOR ORDEN Y SEGURIDAD
- ✓ ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE PARA USO CLÍNICO CONTINUO