

MESA ELECTRICA HD-18B

DESCRIPCIÓN GENERAL

LA **MESA ELÉCTRICA HD-18B** HA SIDO DISEÑADA PARA SOPORTAR EQUIPOS DE MAYOR TAMAÑO O PARA INSTALAR **DOS EQUIPOS COMPACTOS SIMULTÁNEAMENTE**, COMO REFRACTÓMETROS AUTOMÁTICOS Y OTROS DISPOSITIVOS OFTALMOLÓGICOS.

SU CUBIERTA AMPLIA PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE TRABAJO ESTABLE Y FUNCIONAL, MIENTRAS QUE SU **DISEÑO ELEGANTE Y AERODINÁMICO** APORTA UNA ESTÉTICA MODERNA QUE SE INTEGRA PERFECTAMENTE EN CONSULTAS Y SALAS DE EXAMEN.

LA **BASE METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA** ASEGURA UNA ESTRUCTURA SÓLIDA, DURABLE Y CONFIABLE PARA USO INTENSIVO Y PROLONGADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **TIPO:** MESA ELÉCTRICA GRANDE
- **DIMENSIONES DE CUBIERTA:** 750 MM X 480 MM (29.5" X 18.9")
- **FUNCIONAMIENTO:** ELEVACIÓN SUAVE Y SILENCIOSA.
- **DISEÑO ESTRUCTURAL:** COLUMNA EN POSICIÓN LATERAL
- **RANGO DE ELEVACIÓN:** 670 MM – 870 MM (26.4" – 34.2")
- **CARGA MÁXIMA:** 50 KG (110 LB)
- **PESO NETO:** 27 KG (60 LB)
- **VOLTAJE:** AC 220V / 50Hz
- **POTENCIA:** 50W



VENTAJAS OPERATIVAS

- ✓ SUPERFICIE AMPLIA IDEAL PARA EQUIPOS GRANDES O CONFIGURACIÓN DOBLE
- ✓ SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO PRECISO Y SILENCIOSO
- ✓ COLUMNA LATERAL QUE OPTIMIZA EL ESPACIO BAJO CUBIERTA
- ✓ ESTRUCTURA METÁLICA ROBUSTA PARA LARGA VIDA ÚTIL
- ✓ DISEÑO MODERNO ADAPTABLE A ENTORNOS CLÍNICOS DE ALTA EXIGENCIA