

FICHA TÉCNICA

**CODIGO DEL
PRODUCTO**

ESS205

**NOMBRE DEL
PRODUCTO**

MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL

MARCA

ESSILOR

PROCEDENCIA

FRANCIA

DESCRIPCIÓN

MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL ADULTO:

- METAL LIGERO COLOR GRIS CLARO,
- PARA 5 PARES DE CRISTALES,
- DISTANCIA PUPILAR DE 50 A 80mm (+/- 0.5mm)
- PUENTE NASAL AJUSTABLE EN ALTURA E INCLINACIÓN CON CREMALLERA,
- LATERALES AJUSTABLES EN LONGITUD E INCLINACIÓN GRADUADAS.

IMAGEN



OFTOMED S.A. EQUIPOS E INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO

AV. LOS LEONES N° 1326 – PROVIDENCIA – SANTIAGO – CHILE – FONO: (56-2) 2571.39.00 – FAX: (56-2) 2571.39.10
E-MAIL: Oftomed@oftomed.cl