


CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	FOTOGRAFIA
100-00105-06	CAMILLA QUIRURGICA RibEye Mk2S – R6	El modelo R6 es útil para la cirugía de cataratas, inyecciones intravítreas IVT, cirugía plástica y procedimientos microquirúrgicos similares. El sillón viene equipado con accesorios para estos procedimientos	

ACCESORIOS OPCIONES

140-00242-01	SOPORTE DE MUÑECA PARA CIRUJANO	El soporte para la muñeca es un accesorio que otorga alivio de presión para el cirujano durante la operación. Está construido alrededor de un arco plegable que puede ajustarse en altura, profundidad y posición lateral. Soporte de muñeca para reposacabezas estándar	
140-00265-00	SOPORTE DE PIERNA	Soporte de pierna circular de 150mm.	

<p>140-00239-01</p>	<p>IV POLE</p>	<p>Porta suero fácil de montar en el lado izquierdo o derecho de la mesa. Tiene dos ganchos para bombas de infusión y es fácil de ajustar en altura.</p>	
<p>140-00238-03</p>	<p>SOPORTE PARA CONTROL DE MANO FIJO SOBRE IV POLE</p>	<p>Con el soporte, el control manual siempre es fácilmente accesible para el personal de asistencia y reduce el riesgo de que el control manual se dañe o se active por error.</p>	
<p>140-00259-00</p>	<p>MANILLA DE CONDUCCION EN RESPALDO ABATIBLE D/I</p>	<p>Manillas de conducción plegables facilitan el transporte de la mesa con o sin paciente.</p>	