

SILLA CIRUJANO CARL SPRING

Las sillas de cirujano de Rini de la serie “Carl” son fáciles de usar y los ajustes de altura se realizan con los pies para mantener las manos estériles durante los procedimientos quirúrgicos.

Carl Spring está equipado con un resorte de gas y los ajustes de altura se realizan con un control de pie diseñado ergonómicamente debajo de la silla. Ofrece una gran comodidad para el cirujano y diferentes opciones de apoyabrazos para satisfacer las demandas clínicas. Las sillas R6 se entregan con los apoyabrazos de seguridad patentados de Rini “Rilis” que evitan que se disloquen cuando están bajo carga. Las sillas R7 con apoyabrazos “OneGrip” son populares cuando se deben hacer pequeños ajustes bajo cobertura estéril durante la cirugía.

El ángulo de carga en el respaldo se adapta automáticamente y el ángulo del asiento y el respaldo se ajusta con un simple movimiento. La silla tiene ruedas grandes y estables y frenos mecánicos en las ruedas traseras.

Las sillas de cirujano de la serie “Carl” están, en estrecha cooperación con cirujanos de Suecia e internacionales, desarrolladas para microcirugía y ofrecen un entorno de trabajo personalizado de la más alta calidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste mecánico de altura con un control de pie diseñado ergonómicamente debajo de la silla. Disponible con los apoyabrazos “Rilis” R6 que tienen una propiedad de seguridad patentada que evita que se desconfiguren cuando están bajo carga, o los apoyabrazos “OneGrip” R7 cuando se deben hacer ajustes más pequeños bajo cobertura estéril durante la cirugía.

- Alto nivel de comodidad para el cirujano en Microcirugía ocular, ENT, Neuro, Plástica, Dental, Robot y similares
- Carl Spring está equipado con diferentes apoyabrazos para satisfacer diferentes necesidades, todo fácil de usar con configuraciones intuitivas
- Ajuste mecánico de altura con un control de pie diseñado ergonómicamente debajo de la silla
- Diseño estable que garantiza un lugar de trabajo cómodo y seguro

General

Peso de la unidad:	25 kilogramos
Marco de rueda:	Ancho 530 mm x Largo 520 mm
Cojines:	Vinilo: negro o azul (estándar)

Operador

Capacidad de levantamiento:	120 kilos
Ajuste de altura:	540 – 680 mm - pedal de control

Brazo

Modelo R6 Rilis	
Forma:	Boomerang (estándar)
Ajustes:	Altura, ángulo y longitud con botones
Modelo R7 OneGrip	
Forma:	Cup Shape, en forma de copa
Ajustes:	subir/bajar con un solo agarre

Respaldo

Tipo:	Estándar Alto 350 mm x Ancho 300 mm
Ajustes:	Ángulo -8° hasta +12°
Ajuste de altura:	80 milímetros

Asiento

Tipo Estándar:

L 420 mm x A 460 mm

Inclinación:

Ángulo +3° hasta -12°

Freno

Tipo:

Mecánica para ruedas traseras

Codigo:

CARL SPRING R6

120-00100-00

CARL SPRING R7

120-00100-01