

AJL
vet

LIOCAN LIO CANINA PLEGABLE

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Producto sanitario oftálmico diseñado para su implantación en procedimientos de extracción de cristalino canino.

Las LIOs Liocan están fabricadas con HEMA (UV), un copolímero acrílico biocompatible que ofrece excelentes propiedades geométricas y de plegado, permitiendo la implantación de la lente a través de una pequeña incisión.


Indicadas para su implantación en la cámara posterior, reemplazando el cristalino canino extraído para la corrección de la afaquia.

Uso exclusivo veterinario.

PRESENTACIÓN

Estéril y unitaria.

Se suministra junto con un inyector desechable.



MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Diseño de la Óptica

Biconvexa
6.5 mm de diámetro
+41 D

Longitudes Disponibles y sus Referencias

10.25 mm [ref. TXY651025]
11.25 mm [ref. TXY651125]
12.25 mm [ref. TXY651225]
13.25 mm [ref. TXY651325]
14.25 mm [ref. TXY651425]
15.25 mm [ref. TXY651525]