

AJL
vet

MEMBRANA DE COLÁGENO

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Membrana de fibras de colágeno tipo I, de origen bovino, indicada para defectos en la superficie ocular tales como perforaciones corneales, úlceras, descemetocel y defectos del estroma.

Permite el crecimiento del epitelio de la superficie ocular y facilita la migración de las células epiteliales para su revitalización.



USO

Antes de utilizar el producto, es necesario hidratarlo durante 20 minutos en una solución salina estéril.

Después, puede cortarse a medida y, en caso necesario, se puede apilar en diferentes capas.

Uso exclusivo veterinario.

DIFERENTES MODELOS

Ref: MCV22100

2cm (ancho) x 2cm (alto) x 100 um (espesor)

Ref: MCV22200

2cm (ancho) x 2cm (alto) x 200 um (espesor)

PRESENTACIÓN

Seca, unitaria y estéril.