

CAJA DE LENTES MT60A1

DESCRIPCIÓN GENERAL

LA **CAJA DE LENTES MT60A1** ES UN SET COMPACTO Y PRECISO DE LENTES DE PRUEBA DISEÑADO PARA EVALUACIONES REFRACTIVAS CLÍNICAS Y USO PROFESIONAL EN OPTOMETRÍA Y OFTALMOLOGÍA.

COMPUESTA POR **68 LENTES DE VIDRIO CON BORDE METÁLICO**, OFRECE EXCELENTE DURABILIDAD, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y PRECISIÓN ÓPTICA.

EL SISTEMA INCORPORA **APERTURA COMPLETA**, PERMITIENDO UNA EVALUACIÓN VISUAL SIN RESTRICCIONES DE CAMPO.

LAS ASAS METÁLICAS TIPO A CUENTAN CON **IMPRESIÓN DE POTENCIA NOMINAL EN AMBOS LADOS**, FACILITANDO UNA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA Y SEGURA DURANTE EL EXAMEN.

SE PRESENTA EN UNA **CAJA DE ALMACENAMIENTO DE ECOCUERO (POLIPIEL)** CON BANDEJA INTERIOR EXTRAÍBLE DE FIELTRO NEGRO Y ETIQUETADO FIJO DE ALTA RESISTENCIA.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ CONFIGURACIÓN DEL SET

- SET COMPLETO DE **68 PIEZAS**
- LENTES DE VIDRIO ÓPTICO CON **BORDES METÁLICOS**
- APERTURA COMPLETA
- IMPRESIÓN METÁLICA DE POTENCIA EN AMBOS LADOS
- CAJA DE ALMACENAMIENTO EN **ECOCUERO**
- INCLUYE **GUÍA DE USUARIO**



◆ LENTES ESFÉRICAS

- **28 ESFÉRICAS PLUS:** +0.25D A +16.00D
- **28 ESFÉRICAS MINUS:** -0.25D A -16.00D
- **INCREMENTOS DE 0.25D**
- **TOTAL: 56 LENTES ESFÉRICOS**

♦ LENTES CILÍNDRICAS

- 12 CILÍNDRICAS PLUS: +0.25D A +5.00D
- INCREMENTOS DE 0.25D
- TOTAL: 12 LENTES CILÍNDRICOS

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

ELEMENTO	DIMENSIONES
DIMENSIONES	230 MM (ANCHO) X 256 MM (LARGO) X 70 MM (ALTO)
PESO TOTAL	1,3 KG
MATERIAL DEL ESTUCHE POLIPIEL (ECOCUERO)	
BANDEJA INTERNA	FIELTRO NEGRO EXTRAÍBLE

APLICACIONES CLÍNICAS

- REFRACCIÓN SUBJETIVA BÁSICA
- EVALUACIÓN DE MIOPIA E HIPERMETROPÍA
- EVALUACIÓN DE ASTIGMATISMO CON CILINDROS NEGATIVOS
- USO CLÍNICO, ACADÉMICO O CONSULTA PRIVADA

VENTAJAS COMPETITIVAS

- ✓ DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL
- ✓ ALTA PRECISIÓN ÓPTICA
- ✓ CONSTRUCCIÓN ROBUSTA CON BORDES METÁLICOS
- ✓ ORGANIZACIÓN PROFESIONAL Y SEGURA
- ✓ FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Configuration Table Of Trial Lens Set MT68

CONCAVE(-) SPHERE				CONVEX(+) SPHERE				CONCAVE(-) CYLINDER OR CONVEX(+) CYLINDER	
List	pcs	List	pcs	List	pcs	List	pcs	List	pcs
0.25	1	4.50	1	0.25	1	4.50	1	0.25	1
0.50	1	5.00	1	0.50	1	5.00	1	0.50	1
0.75	1	5.50	1	0.75	1	5.50	1	0.75	1
1.00	1	6.00	1	1.00	1	6.00	1	1.00	1
1.25	1	6.50	1	1.25	1	6.50	1	1.50	1
1.50	1	7.00	1	1.50	1	7.00	1	2.00	1
1.75	1	8.00	1	1.75	1	8.00	1	2.50	1
2.00	1	9.00	1	2.00	1	9.00	1	3.00	1
2.25	1	10.00	1	2.25	1	10.00	1	3.50	1
2.50	1	11.00	1	2.50	1	11.00	1	4.00	1
2.75	1	12.00	1	2.75	1	12.00	1	4.50	1
3.00	1	13.00	1	3.00	1	13.00	1	5.00	1
3.50	1	14.00	1	3.50	1	14.00	1		
4.00	1	16.00	1	4.00	1	16.00	1		
Total: 28 pcs				Total: 28 pcs				Total: 12 pcs	