

CAJA DE LENTES SL-266A3

DESCRIPCIÓN GENERAL

LA **CAJA DE LENTES SL-266A3** ES UN SET COMPLETO DE LENTES DE PRUEBA DISEÑADO PARA EVALUACIONES REFRACTIVAS PRECISAS EN CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y OPTOMÉTRICA.

COMPUESTA POR **266 PIEZAS DE VIDRIO ÓPTICO CON BORDE PLÁSTICO**, OFRECE UNA AMPLIA COBERTURA DE POTENCIAS ESFÉRICAS Y CILÍNDRICAS, ADEMÁS DE PRISMAS Y ACCESORIOS ESENCIALES PARA EXÁMENES SUBJETIVOS COMPLETOS.

SU DISEÑO INCORPORA **LENTES DE APERTURA REDUCIDA DE 25 MM DE DIÁMETRO**, OPTIMIZANDO LA PRECISIÓN DURANTE LA REFRACCIÓN, Y **MARCAS DE POTENCIA IMPRESAS EN UN SOLO LADO DEL MANGO** PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE.

EL CONJUNTO SE PRESENTA EN **MALETÍN DE ALUMINIO RESISTENTE**, GARANTIZANDO PROTECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y DURABILIDAD EN USO CLÍNICO INTENSIVO.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ CONFIGURACIÓN DEL SET

- **266 PIEZAS TOTALES**
- LENTES DE VIDRIO ÓPTICO CON **BORDES PLÁSTICOS**
- APERTURA REDUCIDA: **Ø 25 MM**
- IDENTIFICACIÓN DE POTENCIA IMPRESA EN UN SOLO LADO



◆ LENTES ESFÉRICAS

- **20 PARES ESFÉRICAS PLUS: +0.25D A +20.00D**
- **20 PARES ESFÉRICAS MINUS: -0.25D A -20.00D**
- **INCREMENTOS DE 0.25D**
- **TOTAL: 40 PARES DE LENTES ESFÉRICOS**

◆ LENTES CILÍNDRICAS

- **20 PARES CILÍNDRICAS PLUS: +0.25D A +6.00D**

- **20 PARES CILÍNDRICAS MINUS: $-0.25D$ A $-6.00D$**
 - **INCREMENTOS DE $0.25D$**
 - **TOTAL: 40 PARES DE LENTES CILÍNDRICOS**
-

♦ **PRISMAS**

- **12 PRISMAS DESDE 0.5 HASTA $10 DP$**
-

♦ **ACCESORIOS**

- **OCLUSOR (2)**
 - **AGUJERO ESTENOPEICO (2)**
 - **LENTE ROJO (1)**
 - **LENTE VERDE (1)**
 - **LENTE AHUMADO (1)**
 - **LENTE NEUTRO (2)**
 - **LENTE REJILLA DE MADDOX (2)**
 - **HENDIDURA (2)**
 - **CILINDROS CRUZADOS (2)**
-

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

ELEMENTO	DIMENSIONES
BANDEJA	530 x 310 x 35 MM
CAJA	560 x 340 x 90 MM
PESO TOTAL 5,0 KG	

APLICACIONES CLÍNICAS

- **REFRACCIÓN SUBJETIVA COMPLETA**
 - **EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS (MIOPÍA, HIPERMETROPÍA, ASTIGMATISMO)**
 - **PRUEBAS PRISMÁTICAS**
 - **EVALUACIÓN BINOCULAR Y SENSORIAL**
-

VENTAJAS COMPETITIVAS

- ✓ AMPLIO RANGO DIÓPTRICO
- ✓ INCREMENTOS FINOS DE 0.25D
- ✓ LENTES DE APERTURA REDUCIDA PARA MAYOR PRECISIÓN
- ✓ CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y DURADERA
- ✓ ORGANIZACIÓN PRÁCTICA EN MALETÍN DE ALUMINIO

Basic configuration

SPHERE LENS								CYLINDER LENS				PRISM LENS		ACCESSORY LENS	
CONVEX(+)				CONCAVE(-)				CONVEX(+)		CONCAVE(-)		list	pcs	specification	pcs
list	pcs	list	pcs	list	pcs	list	pcs	list	pcs	list	pcs				
0.25	2	5.25	2	0.25	2	5.25	2	0.25	2	0.25	2	0.50	2	Red filter lens	1
0.50	2	5.50	2	0.50	2	5.50	2	0.50	2	0.50	2	1.00	1	Green filter lens	1
0.75	2	5.75	2	0.75	2	5.75	2	0.75	2	0.75	2	2.00	1	Black	1
1.00	2	6.00	2	1.00	2	6.00	2	1.00	2	1.00	2	3.00	1	Plane lens	2
1.25	2	6.50	2	1.25	2	6.50	2	1.25	2	1.25	2	4.00	1	White maddox	2
1.50	2	7.00	2	1.50	2	7.00	2	1.50	2	1.50	2	5.00	1	Slit	2
1.75	2	7.50	2	1.75	2	7.50	2	1.75	2	1.75	2	6.00	1	Cross line	2
2.00	2	8.00	2	2.00	2	8.00	2	2.00	2	2.00	2	7.00	1	Frosted lens	1
2.25	2	8.50	2	2.25	2	8.50	2	2.25	2	2.25	2	8.00	1	Pin hole	2
2.50	2	9.00	2	2.50	2	9.00	2	2.50	2	2.50	2	9.00	1	Cross Cylinder	2
2.75	2	9.50	2	2.75	2	9.50	2	2.75	2	2.75	2	10.00	1		
3.00	2	10.00	2	3.00	2	10.00	2	3.00	2	3.00	2				
3.25	2	11.00	2	3.25	2	11.00	2	3.25	2	3.25	2				
3.50	2	12.00	2	3.50	2	12.00	2	3.50	2	3.50	2				
3.75	2	13.00	2	3.75	2	13.00	2	3.75	2	3.75	2				
4.00	2	14.00	2	4.00	2	14.00	2	4.00	2	4.00	2				
4.25	2	15.00	2	4.25	2	15.00	2	4.50	2	4.50	2				
4.50	2	16.00	2	4.50	2	16.00	2	5.00	2	5.00	2				
4.75	2	18.00	2	4.75	2	18.00	2	5.50	2	5.50	2				
5.00	2	20.00	2	5.00	2	20.00	2	6.00	2	6.00	2				